



## PURISPIN 6 MICRO CENTRIFUGE

컴팩트한 디자인의 개인용 미니 원심분리기



### ● ● ● STANDARD SPECIFICATION



Max. RPM	6,000RPM
Max. RCF	2,000 xg
Max. Capacity	1.5/2.0ml x 8
Noise Level	≤55dB
RPM Accuracy	±100
Available Rotor Quantity	2
Power Supply	100-220V ± 10%, 50-60Hz
Power Consumption	310W
Dimension(W x D x H)	162 x 154 x 116 mm (H:225mm with open lid)
Weight (without rotor)	1kg

## ●●● MAIN FEATURE

### ● 컴팩트한 구조

어느 작업대에서도 사용이 가능한 소형 사이즈이며, 저중심 구조로 흔들림 없이 안정적입니다.

### ● 심플한 작동법

커버 오픈 시, 전자식 브레이크 작동으로 사용법이 간단합니다.

### ● 우수한 내구성

반복적인 사용에 적합한 견고한 구조입니다.

## ●●● AVAILABLE ROTORS



A81.5M




A160.2M

## ●●● CONTROLLER

RPM  
Display screen



Start/  
Stop Switches



## ●●● ORDER INFORMATION

ITEM	DESCRIPTIONS	ORDER CODE
PURISPIN 6 Set	PURISPIN 6, with rotor A81.5M, PCR Rotor A160.2M including 0.2/0.5ml tube adaptors, 100~220V/50~60Hz	P6 - SET