

# DEEP FREEZER 초저온냉동고

**-80℃** 常用-60℃~-80℃  
(주변온도 30℃일때)

MY-BIO

"한사람에 한대, 초저온고를" 이라는 요구에  
부응하는 다용도 제품

## < 특 징 >

- ① 아주 좁은 공간에서도 설치가능.
- ② 저가격, 저소비전력, 저소음실현.
- ③ 번거로운 필터 청소가 불필요.
- ④ 오존층을 전혀 파괴하지 않고, 환경을 중요시하는 HFC대응냉매 채택.

## ● 사 양

모 델 명	VT-78	VT-208
냉 각 성 능	-80℃/常用-60℃~-80℃약70ℓ	
용 량	약70ℓ	W925XD(605+95)XH855mm
외 부 치 수	W555XD(555+78)XH885mm	W755XD435XH650mm
내 부 치 수	W385XD385XH470mm	약64kg
중 량	약45kg	
냉 매	특수혼합냉매(HFC)	
전 원	AC220V 50/60Hz 490W	
소 비 전 력	375W	



VT-78



VT-208

# DEEP FREEZER 초저온냉동고

**-80℃/-55℃**  
(주변온도 30℃일때)

FREEZER

컴팩트한 디자인, 뛰어난 냉각성능,  
좁은공간에 적격 다목적 고성능 FREEZER.



NF-75SF3



NF-140SF  
NF-140SF3



NF-400SF  
NF-400SF3

## < 특 징 >

- ① 문 개폐에 따른 냉기유출이 적다.
- ② 저가격, 저소비전력, 저소음실현 제품.
- ③ 번거로운 필터 청소가 불필요.
- ④ 각종 검체보존, 품질관리, 검사, 연구 등 광범위한 분야에 이용가능.

## ● 사 양

모 델 명	NF-75SF3	NF-140SF	NF-140SF3	NF-300SF	NF-300SF3	NF-400SF	NF-400SF3
냉 각 성 능	-55℃/常用-40℃~-55℃	-80℃/常用-65℃~-80℃	-55℃/常用-40℃~-55℃	-80℃/常用-65℃~-80℃	-55℃/常用-40℃~-55℃	-80℃/常用-65℃~-80℃	-55℃/常用-40℃~-55℃
용 량	약70ℓ	약140ℓ		약300ℓ		약400ℓ	
외 부 치 수	W555XD(555+78)XH875mm	W720XD(605+98)XH850mm		W1,260XD(605+98)XH850mm		W1,560XD(605+98)XH850mm	
내 부 치 수	W385 X D385 X H470mm	W560 X D445 X H650mm		W1,100 X D445 X H650mm		W1,400 X D445 X H650mm	
중 량	약43kg	약59kg		약76kg		약88kg	
냉 매	특수혼합냉매(HFC)						
전 원	AC220V 50/60Hz						
소 비 전 력	180W	380W	360W	380W	360W	400W	380W

## 《 옵션 》

### ● 전용 TRAY



### ● 온도기록계



2개월기록(건전지식/DC 5V)  
경보점검  
※ 설치용 전용 BOX 포함

## ● NF 시리즈 전용 TRAY

	TRAY 종류	TRAY 수량
NF-75SF3	7단	4본(2행x2열)
NF-140SF(3)	10단	6본(3행x2열)
	6단	3본(1행x3열)
NF-300SF(3)	10단	18본(6행x3열)
	6단	3본(1행x3열)
NF-400SF(3)	10단	24본(8행x3열)
	6단	3본(1행x3열)